

En la sección de búsqueda:

En el botón para buscar, aria-label = “Buscar Paciente” para que el lector de pantalla lo lea y así se describa su función.

En la lista de resultados, aria-label = “Presione Paciente para mostrar su Información” para clarificar el funcionamiento de la lista.

En el botón de cargar todos los pacientes, aria-expanded="false" para clarificar que el botón expande la lista y actualmente no lo está y aria-controls="result-list" para indicar que afecta a la lista de resultados.

En la sección de la información del paciente:

aria-live="assertive" para que comience a leerla cuando aparezca en pantalla.

En la sección de resultados del informe:

aria-live="assertive" para que comience a leerla cuando aparezca en pantalla.

En el contenedor de medicamentos, aria-live="assertive" para que avise cuando las medicaciones aparezcan.